

X-RAY FILM TANK PROCESSING EQUIPMENT RÖNTGENFILM HANDENTWICKLUNGSANLAGE

TYPE M1



TYPE M2



Suitable for **film hangers up to 35x43 cm (14x17 inch)**, with **thermostat** for automatic temperature control, with **chemistry resistant heaters**, **extractable tanks for developer and fixer**, fixed compartments for intermediate and final wash, acid proof taps and PVC-tank material, **cover lids for developer and fixer**.

Geeignet für **Filmrahmen bis zu 35x43 cm**, mit **Thermostat** und **chemikalien-resistenten Heizelementen**, **heraushebbare Tanks für Entwickler und Fixierbad**, fixe Tanks für Zwischen - und Endwässerung, säurebeständige Ablaßhähne und PVC-Tankmaterial, **Deckel für Entwickler- und Fixiertank**.

	Type M1	Type M2
Developer Tank / Entwicklertank	10 litres	20 litres
Fixer Tank / Fixiertank	10 litres	20 litres
Intermediate Wash / Zwischenwässerung	together	16 litres
Final Wash / Endwässerung	80 litres	100 litres
Dimensions / Abmessungen	60x53x98 cm	105x60x105 cm
Weight (empty) / Gewicht (leer)	31 kg	62 kg
Power Supply / Elektr. Anschluß	230 V, 50/60 Hz, 1000 W	230 V, 50/60 Hz, 1000 W

X-RAY FILM HANGER – HANGER SUPPORT RÖNTGENFILMRAHMEN – RAHMEN KONSOLE



TYPE H-F

X-ray film hanger, **frame type**, stainless steel.
Rostfreier Röntgenfilmhalter mit **Rahmenhalterung**,



TYPE H-S

Hanger Support for wall mounting, adjustable support arms, stainless steel, for 20 hangers.
Filmhalter-Konsole, Wandmontage, einstellbare Tragarme, rostfreier Stahl, für 20 Filmhalter.



For x-ray films manual developing up to size 30x40 cm.
Construction in **anti-corrosion PVC**.

Provided with:

2 fixed compartments 2,5 lt. for developing and fixing
1 fixed compartment 15 lt. for intermediate and final washing

Dimensions / Abmessungen: 22x38x53 cm; 11 kg

Für Röntgenfilmhandentwicklung, für Filmformat bis zu 30x40 cm. Konstruiert aus **korrosionsresistentem PVC**.

Also available for film size up to **35x43 cm (14x17 inch)**! / Auch erhältlich für Filmformat bis zu **35x43 cm**!

Also available with **heating element** / auch erhältlich mit **Heizung** 100 W, 230 V, 50 Hz!



In **steel structure**, stove enamelled, with hot air circulation inside, complete with thermostat for drying temperature adjustment, timer, and hanger supports which can be pulled out for convenient loading of film hangers, suitable for hangers up to 35x43 cm (14x17 inch).

In **Stahlblechausführung**, emailliert, mit Zwangsluftzirkulation mit Trockner-Thermostat und Zeitschaltuhr, Filmrahmengestell herausziehbar für bequeme Befüllung, für Filmhalter bis 35x43 cm.

Type DC2

Hanger levels Filmrahmenebenen	1
Number of hangers Anzahl Filmrahmenhalter	max. 15
Dimensions Abmessungen	59x50x120 cm
Weight Gewicht	30 kg
Power Supply Anschlusswerte	230 V, 50/60 Hz, 1000 W


COLENTA MEDICAL X-RAY FILM DRYER

Colenta® 37 Dryer

Automatic medical X-Ray Film Dryer

AUTOMATION FOR YOUR MANUAL FILM DEVELOPING NEEDS.

The affordable, compact and easy to use wash and drying solution for the varied and specialised manual developing applications.



Features:

- * Low noise, Warm air drying with over-temp protection
- * Low Maintenance precision gear drive - no worm drive used
- * Staggered „minimum contact“ roller system ensures safe, clean and dry x-ray film production.
- * Lightweight and compact for easy handling
- * Low power requirements, low operating costs.



Technical Specifications:

Max Film Width:	36cm/14inch
Min. Film Length:	10cm/4inch
Tankbody PA:	Wash 3,4 Litre
Dryer Temperature:	approx 50°C
Water replenishment:	automatic bottle feed

Capacity:
min. 60 films 14 x 17 „ per hour

Electr. Power Supply: 230V, 50/60 Hz, 1200W
Water Supply: by supplied water bottle

Dimensions:



Colenta®

Technical specification subject to change without notice.

COLENTA LABORTECHNIK
Ges.m.b.H. & Co. KG
Neunkirchner Strasse 117
A-2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43-2622-28311-0
Fax: +43-2622-28311-7
E-mail: Office@colenta.at
WEB: www.colenta.at

ACI-COLENTA
INTERNATIONAL Div.
Forge Close, Little End Rd,
Eaton Socon, Cambs. UK
Tel. +44-1480-211118
Fax: +44-1480-215236
E-mail: aci@partliberty.com
WEB: www.colenta.at

COLENTA Labortechnik GmbH & Co. KG
Neunkirchner Strasse 117
A-2700 Wiener Neustadt, AUSTRIA
Tel: +43/2622/28 311-0
Fax: +43/2622/28 311-7
e-mail: office@colenta.at

Colenta®